

OTOLIFT TWO

Si la silla salvaescaleras está mejor posicionada a lo largo de la parte exterior de la escalera, su mejor elección es la Otolift Two. Este elevador está diseñado para ser montado de manera óptima a lo largo de la parte exterior de su escalera. El doble rail permite una instalación más compacta, la silla salvaescaleras ocupa el mínimo espacio y las escaleras se impiden lo menos posible. Además el rail superior puede ser utilizado como pasamanos en gran cantidad de escaleras.

- Diseño robusto
- Raíl ultra fino
- Ideal para exterior
- Precio amigable
- La silla elevadora salvaescaleras más comprada y asequible
- Subir y bajar con seguridad
- En silencio y sin problemas



Una elevación de la escalera a lo largo de la curva exterior generalmente consta de curvas menos complejas. Esto tiene sus ventajas, este tipo de elevación supone un ahorro en el precio de su silla elevadora. La Otolift Two está entre los modelos más populares de Otolift, y es también una de las sillas salvaescaleras más comprada de Europa. Será gratamente sorprendido con la perfección con la que nuestro salvaescaleras, Otolift Two, se desplaza por su doble rail, perfecto para escaleras estrechas.

El salvaescaleras se desplaza en las curvas en un fluido movimiento hacia arriba y abajo. Con su sólida construcción y un peso de carga máxima de 150kg, usted se sentirá seguro cada vez que suba o baje en la Otolift Two. Para conectar la Otolift Two es necesario utilizar el mando inalámbrico.

A continuación, se puede desplegar el asiento con facilidad y sin esfuerzo. El reposapiés puede plegarse hacia arriba o hacia debajo de forma automática o con el mango conveniente para que no tenga que agacharse. Sentado en el asiento podrá colocarse el cinturón de seguridad utilizando una sola mano.

Con el panel de control de fácil uso situado en el reposabrazos, la silla salvaescaleras se pone en movimiento en silencio y sin problemas. Una vez en la parte superior se detendrá automáticamente. A continuación puede girar el asiento para una bajada más segura y cómoda. Si no se utiliza la silla salvaescaleras, puede permanecer completamente plegada ocupando el mínimo espacio.